



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖНАЯ ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ

Модель: SA-5303

Артикул: SA-5303P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры сети: 80 Вт , 220-240 В, 50 Гц

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённая Вами массажная ванночка для ног станет незаменимым помощником в доме. Чтобы она прослужила Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для массажа стоп. Регулярное использование массажера существенно улучшает циркуляцию крови в сосудах ног. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру воды во время сеанса массажа, а массажная насадка, контактируя с подошвами ног, обеспечит эффективный и приятный массаж. Вы можете контролировать силу массажа, прижимая стопы или ослабляя давление на массажную поверхность; из отверстий для воздуха во время массажа выходит множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают расслабляющий эффект. Инфракрасное излучение проникает глубоко внутрь тканей, прогревает их и позволяет сделать массаж еще более эффективным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Отключайте прибор от сети питания перед сменой аксессуаров или чисткой.
- Устанавливайте массажную ванночку только на ровной поверхности.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями.

- Не позволяйте детям играть с работающим прибором.
- Не тяните за провод, чтобы вытащить штекер из розетки.
- Не используйте прибор в ванной или душе.
- Не пытайтесь включить или выключить устройство, пока ваши ноги находятся в воде.
- Перед очисткой прибора выключайте его из розетки.
- Не допускайте соприкосновения кабеля питания прибора с горячими поверхностями, а также слишком острыми краями.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор целиком в воду или другие жидкости. Запрещается включать прибор влажными руками.
- Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической сети, и только после этого его можно достать из воды, для проведения осмотра или ремонта ванночки обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Для безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора. Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

- **Немедленно прекратите массаж при появлении дискомфорта, боли или раздражения кожи ног.**
- **Запрещается** пользоваться ванночкой при доброкачественных или злокачественных опухолях, различных воспалениях кожи, при открытых ранах, диабете
- Использование во время беременности только после консультации со специалистом.
- Людям, не чувствительным к тепловому воздействию, рекомендуется перед наполнением ванночки проверять температуру воды термометром.
- Не используйте прибор, когда спите или чувствуете, что заснете.
- Если Вы когда-нибудь сталкивались с болью в мышцах, то Вам следует проконсультироваться с врачом перед использованием прибора.
- **Запрещается включать массажёр без воды.**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



РАБОТА ПРИБОРА

Убедитесь, что прибор отключен.

2. Поставьте массажер перед собой на пол и наполните его теплой или холодной водой до указанной максимальной отметки. После этого подключите прибор к сети. Не отключайте и не включайте прибор, если Ваши ноги находятся в ванночке с водой.

3. **ВАЖНО!** Нагревательный элемент рассчитан только на поддержание нужной температуры воды, а не на ее нагрев.

4. Сядьте на стул и поместите ноги в ванночку. **Помните, что процедуру проводить нужно только в сидячем положении, дно устройства не рассчитано на всю массу человеческого тела**, поэтому не вставайте, если Ваши ноги находятся в ванночке.

5. С помощью переключателя выберите желаемый вид массажа:

- вибрационный массаж
- пузырьковый массаж + ИК прогрев + поддержание температуры воды
- вибрационный + пузырьковый массаж + ИК прогрев + поддержание температуры воды

***Пузырьковый режим.** Пузырьки воздуха производят колебания воды, которые благотворно влияют на кожу ножек — усиливают кровообращение, снимают усталость, снабжают ткани кислородом.*

***Инфракрасное излучение** проникает глубоко внутрь тканей, прогревает их и позволяет сделать массаж еще более эффективным.*

6. После использования отключите прибор, выньте вилку из розетки и вылейте воду из ванночки. **Каждый раз используйте новую, чистую воду и перед процедурой обязательно мойте ступни с мылом.**

Внимание! Выливая воду из ванночки, будьте осторожны и не залейте контрольный переключатель.

7. Сеанс массажа длится примерно 10--20 минут, массаж ног можно проводить один или два раза в день

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед тем как слить воду убедитесь, что прибор отключен от сети. Ополосните ванночку водой с мягким моющим средством. Прибор нельзя погружать в воду полностью.

Для чистки внешней поверхности используйте мягкую тряпочку, смоченную в мыльном растворе. Не пользуйтесь для чистки прибора моющими абразивными веществами.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора: 5 лет
Дата производства: 10-2021

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай)

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630088 Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, д.24А
www.sakura-dt.com

